

仕様変更のご案内

認定NPO法人ジャパンハートクラブ

運動処方研究会監修

呼気ガス分析マスク固定用ヘッドギア

(SIK HG-02BK)

このたび、表題の製品の仕様を改良・変更いたしましたので
ご案内申し上げます。

認定NPO法人ジャパンハートクラブ
運動処方研究会

【変更内容】

- ①頭頂部の縫い目を無くし、より頭部にフィットしやすくしました。
- ②リングの大きさを大きくし、マスクのフックに装着しやすくしました。
- ③後頭部のストライプ交叉部のマジックテープリングを無くし、装着しやすくしました。
- ④洗濯表示を大きくし、見やすくしました。
- ⑤人気の高い黒 1 色のみいたしました。

※なお、材料費や加工費は上昇しておりますが、価格は据え置きいたしました。

①頭頂部の縫い目を無くし、よりフィットしやすくしました。

従来品 (SIK HG-01WT・BK)



改良品 (SIK HG-02BK)



②リングを大きくし、フックにひっかけやすくしました。

従来品 (SIK HG-01WT・BK)



Φ(内径)=12mm



改良品 (SIK HG-02BK)



Φ(内径)=15mm



③マジックテープのリングを無くし、装着しやすくしました。

従来品 (SIK HG-01WT・BK)



改良品 (SIK HG-02BK)



④洗濯表示を大きくし、見やすくしました。

従来品（SIK HG-01WT・BK）	改良品（SIK HG-02BK）
	

⑤人気色の黒 1 色のにいたしました。

従来品（SIK HG-01WT・BK）	改良品（SIK HG-02BK）
	

【変更品情報】

製品名	包装	品番	出荷時期
呼気ガス分析マスク固定用ヘッドギア	1枚	SIK HG-02BK	2025年2月

呼気ガス分析マスク固定用ヘッドギア

JHCの運動処方研究会（CEPP）では、従来の呼気ガス分析マスク固定用ヘッドギア（マスクバンド）が滑りやすく使いにくいいため、使いやすくデザインしました。



頭の部分はネット状で、顔の脇にくる部分は、伸縮性のあるゴムにマジックテープを付け調節可能です。女性のストレートヘアでも滑りにくく、小児を含め、頭の大きさに合わせて調節可能、携帯型の分析器で野外での使用にも、視界を妨げないようにストラップの位置を工夫しています（図1）。色は黒のみです。

もともとマスクについているマスク固定用部品のフックにリングを引っかけるだけで装着できます。



図1：メッシュ状の伸縮素材を使った滑りにくく、蒸れにくいヘッドギアです。



図2：マスクを押さえるフックの突起に、丸いリングを引っかけて使います。